

Patch



Patch

Pericardium Patch

CLINICAL BENEFITS

- ◆ Non-thrombogenic surface
- ◆ Reduced antigenicity and cytotoxicity
- ◆ Soft, pliable tissue (Native-like tissue)
- ◆ Easy handling
- ◆ Reduced adhesion formation
- ◆ Low Transudation
- ◆ Nominal calcification
- ◆ Non-fraying pericardium
- ◆ Diminished suture hole bleeding

SIZES OF THE PATCH

- ◆ 2cmx5cm, 10cmx2cm, 10cmx5cm, 10cmx10cm, 10cmx18cm, 10cmx26cm

PRESERVATION PROCESS

- ◆ Mild extraction of antigenic substances;
- ◆ Non-extracted antigens are hidden by means of an activated poly-glycol agent;
- ◆ Mild chemical process to promote the reduction of components that induce inflammatory responses on the receptor;
- ◆ Incorporation of a non-steroid anti-inflammatory agent;
- ◆ Incorporation of an anti-thrombosis agent;
- ◆ Chemical sterilization in hydrogen peroxide.

Patch

Membrana de Pericárdio Bovino

BENEFÍCIOS CLÍNICOS


- ◆ Sem superfície trombogênica
- ◆ Antigenicidade e citotoxicidade reduzidas
- ◆ Tecido suave e flexível
- ◆ Fácil manuseio
- ◆ Aderência reduzida
- ◆ Baixa transudação
- ◆ Calcificação nominal
- ◆ Sem desgaste no pericárdio
- ◆ Diminuição do sangramento na sutura

TAMANHOS

- ◆ 2cmx5cm, 10cmx2cm, 10cmx5cm, 10cmx10cm, 10cmx18cm, 10cmx26cm

PROCESSO DE PRESERVAÇÃO

- ◆ Extração moderada de substâncias antigênicas;
- ◆ Antígenos não extraídos são escondidos por meio de um agente poliglicólico ativado;
- ◆ Moderado processo químico que promove a redução de componentes que induzem respostas inflamatórias no receptor;
- ◆ Incorporação de um agente não-esteróide anti-inflamatório;
- ◆ Incorporação de um agente antitrombose;
- ◆ Esterelização química em peróxido de hidrogênio.




Labcor Laboratórios Ltda

Av. Silva Lovo, 1670 - Nova Granada - Belo Horizonte/MG - Brasil * CEP 30431-262

Tel.: 55 31 3371-1371 * Deptº Comercial 55 21 3722-1600

contato@labcor.com.br - www.labcor.com.br

P/N: 99B0121/A



Labcor
Commitment to life